



Анализатор гемостаза автоматический НЕМОСНОН Signature ELITE

ИМ-7.107841 до 07.10.2024

Производитель: Accriva Diagnostics, Inc.

Технические характеристики:

Вид.....	портативный
Тип.....	автоматический
Количество каналов.....	одноканальный
Метод исследования.....	микрожидкостная технология
Используемый материал.....	цельная кровь
Параметры исследования.....	ACT-LR: активированное время свертывания крови при низких и средних уровнях гепарина (0-2.5 ЕД / мл) ACT+: активированное время свертывания крови при высоких уровнях гепарина (1-6 ЕД / мл). Не зависит от уровня гипотермии, гемодилюции, терапии аprotинином. APPT: активированное частичное тромбопластиновое время; чувствительность при низких дозах гепарина до 1.5 ЕД / мл, оценка результата- плазма-эквивалент до 400 сек. Citrate APPT: активированное частичное тромбопластиновое время для цитратной крови; чувствительность при низких дозах гепарина до 1.5 ЕД / мл, оценка результата- плазма-эквивалент до 400 сек. PT: протромбиновое время; возможно использование образцов как венозной, так и капиллярной крови. Оценка результатов- плазма-эквивалент, международное нормализованное отношение (0.8-10) Citrate PT: протромбиновое время для цитратной крови; возможно использование образцов как венозной, так и капиллярной крови. Оценка результатов – плазма-эквивалент, международное нормализованное отношение (0.8-10)
База данных результатов пациентов.....	результаты тестирования 600 пациентов и результаты 600 тестирований

Контроль качества	автоматическая система контроля качества
Сканер штрих-кода	да
Подключение к ПК	да
Встроенный таймер	да

Описание

Неточрон - «золотой стандарт» исследования системы гемостаза в экспресс-режиме.

Принцип работы: у постели больного (РОС).

Возможность работы: от сети/ от аккумуляторной батареи (при разряде предупреждает звуковым сигналом).

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier