

Противоспаечный барьер Gynecare Interceed

ИМ-7.106384

Производитель: Ethicon Inc.



Технические характеристики:

Виды операций	адгезиолизис / хирургическое лечение эндометриоза / операции на придатках / миомэктомия / фимбриопластика / внематочная беременность / гистерэктомия / кесарево сечение
Стерильная	да
Время рассасывания	4 нед
Размеры	76×102 мм
Состав	окисленная регенерированная целлюлоза

Описание

Интерсид – рассасывающийся противоспаечный барьер (стерильная салфетка размером 7.6×10 см). Используется при открытых (лапаротомических) хирургических, гинекологических и акушерских операциях для уменьшения частоты послеоперационного спайкообразования.

Интерсид (Interceed) химически состоит из окисленной регенерированной целлюлозы, которая достоверно не увеличивает бактериальный рост. При правильном использовании легко наносится и рассасывается в течение 4 недель. Скорость рассасывания зависит от ряда факторов, включая размер используемого материала и размер поврежденного участка.

Показания: Interceed используется при открытых (лапаротомических) хирургических, гинекологических и акушерских операциях для уменьшения частоты послеоперационного спайкообразования.

Противопоказания: применение Interceed противопоказано при наличии инфекций. Interceed не применяется в качестве гемостатического агента.

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier