



Косметологический аппарат Thermage FLX

ИМ-7.115155

Производитель: Solta Medical

Технические характеристики:

Воздействие.....	радиочастотное
Применение.....	уменьшение целлюлита / лечение стрий (растяжек) / подтяжка овала лица / омоложение / разглаживание морщин
Длительность процедуры	20-120 мин
Система охлаждения	да

Описание

Thermage FLX – косметологический радиочастотный аппарат с технологией объемного глубокого нагрева, передачей RF-энергии за счет индукции и контактным охлаждением.

Область применения:

✓ Устранение глубоких и мелких морщин и складок, глубокий лифтинг (подтяжка) кожи:

- Лицо, шея и декольте
- Верхнее и нижнее веко
- Живот
- Плечи, предплечья, кисти рук
- Ягодицы и бедра
- Другие области при потере эластичности и плотности

- ✓ Коррекция овала лица
- ✓ Нехирургический, безоперационный лифтинг бровей
- ✓ Терапия угревой сыпи (терапия акне)

- ✓ Нехирургическая подтяжка рыхлой или лишней ткани на торсе, руках и ногах
- ✓ Устранение растяжения кожи живота после родов
- ✓ Устранение нависания кожи над пупочной областью
- ✓ Подтяжки обвисшей кожи при сильной потере веса
- ✓ Устранение целлюлита
- ✓ Устранение избыточных локальных жировых отложений
- ✓ Лифтинг кожи, обвисшей с возрастом под воздействием гравитации

Описание процедуры

Thermage – это методика глубокого лифтинга и процедура «обеденного перерыва», она проводится без подготовки в день обращения, занимает в среднем один час и не имеет никакого периода реабилитации. Thermage аппарат используют в косметологии, как методику, позволяющую отсрочить пластическую хирургию, а также в пластической хирургии как процедуру, которую проводят тем, кто не готов к операции.

Принцип работы аппарата Thermage FLX

В основе процедуры лежит избирательный нагрев глубоких слоев дермы и подкожно-жировой клетчатки с помощью преобразования радиочастотной энергии в тепловую. При таком дозированном и равномерном нагреве кожи происходит разрушение старого коллагена и последующий синтез нового, то есть естественное обновление и подтяжка кожи. Во время нагрева глубоких слоев кожи происходит охлаждение эпидермиса с помощью инертного криогаза. Глубина воздействия на кожу – от 0.5 до 4.5 мм, в зависимости от используемого наконечника.

Особенности процедуры:

- Безопасное воздействие
- Пролонгированный эффект
- Возможность сочетания с другими методиками омоложения
- Процедура без боли