



Автоклав Мосом В Classic

ИМ-7.113542

Производитель: CEFLA S.C.

Технические характеристики:

Тип.....паровой

Размещение.....настольный

Тип загрузки.....горизонтальная

Режим свободного программирования.....да

Принтер.....да

Сушка.....да

Размеры.....480×500×600 мм

Мощность.....2.3 кВт

Описание

Автоклав Мосом В Classic – это стерилизатор на водяном пару с полностью электронным микропроцессорным управлением, со стерилизационной камерой из штампованной нержавеющей стали.

Модельный ряд Мосом В Classic			
Название	Мосом В Classic 17	Мосом В Classic 22	Мосом В Classic 28
Объем камеры	17 л	22 л	28 л
Размер камеры	250×350 мм	250×450 мм	280×450 мм
Размеры автоклава	480×500×600 мм		
Вес	50 кг	51 кг	52 кг
Емкость бака	4.5 литра		
Автономная работа	7-11 циклов	6-10 циклов	5-9 циклов

- Три разных объема при одинаковом размере

Серия Classic доступна в трех объемах: 17, 22 и 28 литров. Три различных мощности позволяют пользователям выбрать наиболее подходящую машину в соответствии со своими потребностями. Внешние размеры, одинаковые для всех трех машин, облегчают монтаж. Модели объемом 17 и 22 л имеют пять лотков, а модель объемом 28 л – шесть.

• Управление водными ресурсами

Дверцы в верхней части стерилизатора позволяют оператору добраться до резервуаров, наполнить их деминерализованной водой и очистить. Датчик в баке проверяет качество воды, чтобы обеспечить правильную и длительную работу машины. В качестве альтернативы верхней загрузке для опорожнения резервуаров и подачи деминерализованной воды можно использовать передние быстроразъемные соединения.

• Удаленная техническая поддержка с помощью Easy Check

Все стерилизаторы серии Classic оснащены встроенным портом Wi-Fi и Ethernet. Подключившись к Интернету и включив услугу Easy Check, пользователи могут получать удаленную поддержку.

• Принтер

Серия Classic может быть дополнена внешним принтером, доступным в качестве дополнительного аксессуара, способным печатать отчеты или этикетки со штрих-кодом.

• Отложенный старт

Благодаря опции отложенного запуска можно отложить запуск циклов машины, тем самым оптимизируя ее использование.

• ID пользователя

Разрешает только ответственному персоналу иметь доступ к стерилизатору. Введя код безопасности (PIN номер), операторы могут отслеживать историю использования машины, обеспечивая при этом контроль над процессом.

Циклы:

- 134°C универсальный
- 121°C универсальный
- 134°C скорость
- 134°C твердая упаковка инструменты
- 134°C PRION
- XXX°C пользовательский
- Вакуумный тест

- Helix / B&D Test

- Вакуум + Helix / B&D Test

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier